


Anticuerpo Policlonal Anti-Nmnat1 Para Wb, Elisa - Q9Han9

Número de artículo: CM0026921



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NMNAT1 humano (SWISS: Q9HAN9). Validado para WB y ELISA, adecuado para la investigación sobre biosíntesis de NAD⁺, remodelación de la cromatina y protección neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMNAT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LCA9; NMNAT; PNAT1; SHILCA; NMNAT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64802
GeneID	64802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de NMNAT1 humano (NP_073624.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HAN9
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo