

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nmnat2 Para Wb Y Elisa - Q9Bzq4

Número de artículo: CM0015600

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NMNAT2 humano, validado para WB y ELISA. Detecta NMNAT2 endógeno en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del metabolismo de NAD+ y el mantenimiento axonal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NMNAT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PNAT2; C1orf15; NMNAT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23057
GeneID	23057
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-302 de NMNAT2 humano (NP_733820.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZQ4
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo