

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nmnat3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96T66

Número de artículo: CM0016738



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NMNAT3 humano, una enzima mitocondrial implicada en la síntesis de NAD⁺, la protección axonal y el control de calidad de proteínas. Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMNAT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PNAT3; FKSG76; PNAT-3; NMNAT3
Especie	Humano
ID de Gen	349565
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 de NMNAT3 humano (NP_835471.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96T66
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo