

Anticuerpo Policlonal Anti-Nmu Para Wb, Elisa - P48645

Número de artículo: CM0028402



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NMU humano (Neuromedina-U) validado para Western blot y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre alimentación, balance energético, inflamación y señalización de neuropéptidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMU Conejo pAb
Observaciones/Alias	NMU
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10874
GeneID	10874
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 35-174 de NMU humano (NP_006672.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48645
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo