

Anticuerpo Policlonal Anti-Nmur1 Para Wb, Elisa - Q9Hb89

Número de artículo: CM0020283



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NMUR1 validado para Western blot (WB) y ELISA en muestras humanas y de ratón. Dirigido al receptor acoplado a proteína G NMUR1 involucrado en la alimentación, el balance energético y la contracción del músculo liso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMUR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FM3; FM-3; GPC-R; GPR66; NMU1R; (FM-3); NMUR1
Especie	Humano
ID del Gen	10316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-426 del NMUR1 humano (NP_006047.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HB89
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo