


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nnmt Para Wb, Elisa - P40261

Número de artículo: CM0007524



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-NNMT validado para western blot y ELISA. Se dirige a la nicotinamida N-metiltransferasa humana (29 kDa) para investigación metabólica y epigenética. Ideal para estudiar la metilación y la regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NNMT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NNMT; nicotinamida N-metiltransferasa
Especie	Humano
ID de Gen	4837 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-264 de NNMT humana (NP_006160.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P40261
Peso Proteico	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo