


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nnmt Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40261

Número de artículo: CM0004088



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NNMT, validado por KD, reacciona con la NNMT humana, apto para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Útil para estudiar la función de la nicotinamida N-metiltransferasa en metabolismo y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb anti-NNMT de conejo
Notas/Alias	Nicotinamida N-metiltransferasa
Especie	Humana
GeneID (Humana)	4837
GeneID	4837
Inmunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de la NNMT humana (NP_006160.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P40261
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo