


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nnmt Para Wb, If-P, Elisa - P40261

Número de artículo: CM0016957



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NNMT humano, validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Para estudiar el metabolismo de la nicotinamida, la regulación epigenética y las enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NNMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NNMT
Especies	Humano
GeneID (Humano)	4837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de NNMT humano (NP_006160.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40261
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo