


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Nnmt Para Wb, If/Icc, Elisa - P40261

Número de artículo: CM0029593



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la nicotinamida N-metiltransferasa humana (NNMT, 30 kDa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación epigenética, metabólica y de desintoxicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NNMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NNMT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4837
GeneID	4837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de la NNMT humana (NP_006160.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40261
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo