


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nnmt Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P40261

Número de artículo: CM0021545



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la nicotinamida N-metiltransferasa (NNMT). Validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Compatible con investigaciones en metilación, epigenética y regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NNMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NNMT
Especie	Humano
GeneID (humano)	4837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de la NNMT humana (NP_006160.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40261
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo