


Polymab® De Conejo Anti-Nnmt Para Wb - P40261

Número de artículo: CM0006999



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la NNMT humana, adecuado para Western blot, IF/ICC, inmunoprecipitación y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Es útil para la investigación del metabolismo de la nicotinamida y la regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NNMT Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	Nicotinamida N-metiltransferasa
Especie	Humana
GeneID (humano)	4837
GeneID	4837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-264 de la NNMT humana (NP_006160.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P40261
Peso proteico	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo