

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nnos Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P29475

Número de artículo: CM0010913



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra nNOS humano (Sintasa de óxido nítrico 1, P29475). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia y señalización de NO.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	nNOS Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4842
GeneID	4842
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1335-1434 de nNOS humano (P29475).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29475
Peso proteico	161kDa
Envío	Bolsa de hielo