


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nob1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9ULx3

Número de artículo: CM0024576



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra NOB1 humano, validado para Western blot (WB), IF/ICC y ELISA. Reconoce NOB1 humano, de ratón y de rata (UniProt Q9ULX3) para la investigación de la biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ART-4; NOB1P; MST158; MSTP158; PSMD8BP1; NOB1
Especie	Humano
GeneID	28987
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de NOB1 humano (NP_054781.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9ULX3
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo