

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Noc4L Para Wb Y Elisa - Q9Bvi4

Número de artículo: CM0014601



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NOC4L humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta la proteína homóloga del complejo nucleolar 4 de aproximadamente 58 kDa, localizada en el nucléolo y la membrana nuclear. Ideal para estudios de biología nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOC4L Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	NOC4; NET49; UTP19; NOC4L
Especie	Humano
ID del gen (humano)	79050
ID del gen	79050
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de NOC4L humano (NP_076983.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BVI4
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo