

Anticuerpo Policlonal Anti-Nod1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y239

Número de artículo: CM0013271



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NOD1 humano (CARD4), un receptor de reconocimiento de patrones para peptidoglicano bacteriano. Validado para WB, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-NOD1
Observaciones/Alias	CARD4; NLRC1; CLR7.1; NOD1
Especie	Humano
ID del Gen	10392
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de NOD1 humano (NP_006083.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y239
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo