

Anticuerpo Policlonal Anti-Nod2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc29

Número de artículo: CM0019551

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NOD2 de alta calidad validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Dirigido a NOD2 humano (Q9HC29) involucrado en la inmunidad innata y la enfermedad inflamatoria intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-NOD2
Observaciones/Alias	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64127
GeneID	64127
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 28-270 de NOD2 humano (NP_071445.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HC29
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo