

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nod2 Para Wb - Q9Hc29

Número de artículo: CM0024653

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOD2 humano (CARD15). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Detecta una banda a 115kDa. Adecuado para investigación en inmunidad innata y enfermedad inflamatoria intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-NOD2
Observaciones/Alias	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Especie	Humano
GeneID (humano)	64127
GeneID	64127
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-216 de NOD2 humano (NP_071445.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HC29
Peso Molecular de la Proteína	115kDa
Envío	Bolsa de hielo