


Anticuerpo Policlonal Anti-Nodal Para Wb, Elisa - Q96S42

Número de artículo: CM0028535



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NODAL, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y rata. Esencial para la formación del mesodermo durante el desarrollo embrionario. Ideal para investigación en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NODAL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HTX5; NODAL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4838
ID del Gen	4838
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 198-347 de la NODAL humana (NP_060525.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96S42
Peso de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo