


Anticuerpo Monoclonal Anti-Nogo Receptor 1 (Rtn4R) Para Wb, Elisa - Q9Bzr6

Número de artículo: CM0010219



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra NOGO Receptor 1 (RTN4R) está validado para WB y ELISA, reconociendo objetivos humanos y de ratón. Ideal para investigación en regeneración axonal y plasticidad neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo contra NOGO Receptor 1 (RTN4R)
Observaciones/Alias	NGR; NOGOR; NOGO Receptor 1 (RTN4R)
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	65078
ID de gen	65078
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 300-400 de la NOGO Receptor 1 humana (RTN4R) (Q9BZR6).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BZR6
Peso molecular de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo