


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Receptor 1 De Nogo (Rtn4R) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzr6

Número de artículo: CM0027598



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Receptor 1 de Nogo (RTN4R) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta Humano, Ratón, Rata. Adecuado para estudios de regeneración axonal y plasticidad neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Receptor 1 de Nogo (RTN4R) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NGR; NOGOR; Receptor 1 de Nogo (RTN4R)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	65078
ID de Gen	65078
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 244-473 del Receptor 1 de Nogo (RTN4R) humano (NP_075380.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZR6
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo