


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nogo (Rtn4) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqc3

Número de artículo: CM0007264



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la proteína Nogo humana (RTN4, Q9NQC3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en retículo endoplásmico y neurociencia, proporcionando un rendimiento fiable en diversas aplicaciones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Nogo Rabbit mAb
Notas/Alias	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; Nogo
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57142
ID del gen	57142
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 60-160 de la proteína Nogo humana (NP_065393.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQC3
Peso de la proteína	130kDa
Envío	Bolsa de hielo