

Anticuerpo Policlonal Anti-Nol10 (Pqbp5) Para Wb, Elisa - Q9Bsc4

Número de artículo: CM0024270



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOL10 (PQBP5) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con la proteína nucleolar humana y de ratón. Adecuado para estudios de biología nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOL10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PQBP5; NOL10
Especie	Humano
GeneID	79954
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de NOL10 humano (NP_079170.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BSC4
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo