


Anticuerpo Policlonal Anti-Nol3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60936

Número de artículo: CM0028060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína nucleolar 3 humana (NOL3/ARC). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOL3 Rabbit pAb
Notas/Alias	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8996
GeneID	8996
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-208 de la NOL3 humana (NP_003937.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60936
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo