

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nolc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14978

Número de artículo: CM0006255

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NOLC1 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Proteína nucleolar que regula la ARN polimerasa I y la especificación de la cresta neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra NOLC1
Observaciones/Alias	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	9221
GeneID	9221
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de NOLC1 humano (NP_004732.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q14978
Peso molecular	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo