

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nolc1 Para Wb - Q14978

Número de artículo: CM0029212

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NOLC1 humano (Nopp140). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la función nucleolar y la biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOLC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9221
GeneID	9221
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-699 de NOLC1 humano (NP_004732.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14978
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo