

Anticuerpo Policlonal Anti-Nomo1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15155

Número de artículo: CM0016266

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a NOMO1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación del translocón multipaso del retículo endoplásmico y la inserción de proteínas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOMO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PM5; Nomo; NOMO1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23420
ID de Gen	23420
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-1000 del NOMO1 humano (NP_055102.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15155
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo