

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nomo2 Para Wb, Elisa - Q5Jpe7

Número de artículo: CM0020415



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NOMO2 (modulador nodal 2, proteína pM5 2) para Western Blot (WB) y ELISA. Detecta NOMO2 humano (139 kDa), un componente del complejo translocón multipaso. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 873-1222).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOMO2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PM5; Nomo; NOMO2
Especie	Humano
GeneID (humano)	283820
GeneID	283820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 873-1222 de NOMO2 humano (NP_001004060.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5JPE7
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo