

Anticuerpo Monoclonal Anti-No-Fosforilado (Activo) B-Catenina (S33/S37/T41) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35222

Número de artículo: CM0006557



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO específico para β -catenina no fosforilada (activa) en S33, S37, T41. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; detecta β -catenina (85 kDa) humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación de señalización Wnt, EMT y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] No-fosforilado (Activo) β -Catenina -S33/S37/T41 Anticuerpo mAb de Conejo
Observaciones/Alias	EVF7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; No-fosforilado (Activo) β -Catenina -S33/S37/T41
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la No-fosforilado (Activo) β -Catenina humana - S33/S37/T41 (NP_001895.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo