


Anticuerpo Policlonal Anti-Nono/P54Nrb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Número de artículo: CM0027888



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el humano NONO/p54nrb (Q15233), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Apto para estudiar el empalme de ARN, la reparación del ADN, la biología de los paraspeckles y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NONO/p54nrb Conejo pAb
Observaciones/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4841
ID del Gen	4841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del humano NONO/p54nrb (NP_001138881.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15233
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo