


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nono/P54Nrb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Número de artículo: CM0008374



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NONO/p54nrb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con NONO/p54nrb humano, de ratón y de rata (Q15233). Ideal para estudios de empalme, paraspeckles y ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra NONO/p54nrb
Observaciones/Alias	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4841
GeneID	4841
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15233
Peso Proteico	54 kDa
Envío	Bolsa de Hielo