

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nop10 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Npe3

Número de artículo: CM0010132



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NOP10 validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con NOP10 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la biogénesis del ribosoma, el mantenimiento de los telómeros y la pseudouridilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NOP10
Observaciones/Alias	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55505
ID del Gen	55505
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-64 del NOP10 humano (Q9NPE3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPE3
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo