


Anticuerpo Policlonal Anti-Nop14 Para Wb Y Elisa - P78316

Número de artículo: CM0017168



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOP14, validado para WB y ELISA. Dirigido contra la proteína nucleolar humana 14, esencial para el procesamiento del pre-ARNr 18S y la exportación de pre-ribosomas 40S. Ideal para la investigación de la biogénesis de los ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOP14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UTP2; NOL14; C4orf9; RES425; RES4-25; NOP14
Especie	Humano
GeneID (humano)	8602
GeneID	8602
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78316
Peso de la proteína	98 kDa
Envío	Bolsa de hielo