


Anticuerpo Policlonal Anti-Nop16 Para Wb, Elisa - Q9Y3C1

Número de artículo: CM0014961



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOP16, validado para WB y ELISA. Reconoce NOP16 humano, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante. Ideal para la investigación de proteínas nucleolares. 21 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOP16 pAb de conejo
Observaciones/alias	HSPC111; HSPC185; NOP16
Especie	Humano
GeneID (humano)	51491
GeneID	51491
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-178 de NOP16 humano (NP_057475.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y3C1
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo