


Anticuerpo Policlonal Anti-Nop16 Para Wb, Elisa - Q9Y3C1

Número de artículo: CM0014341



Introducción

pAb de conejo anti-NOP16 validado para WB y ELISA; detecta NOP16 humano y de ratón (21 kDa). Ideal para estudios de proteínas nucleolares e investigación sobre biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-NOP16
Observaciones/Alias	HSPC111; HSPC185; NOP16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51491
GeneID	51491
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-178 de NOP16 humano (NP_057475.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y3C1
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo