


Anticuerpo Policlonal Anti-Nop2 Para Wb, Elisa - P46087

Número de artículo: CM0023336



Introducción

NOP2 Rabbit pAb, un anticuerpo policlonal dirigido contra NOP2 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada humana/ratón. Ideal para estudios de procesamiento de rRNA y biogénesis de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NOL1; p120; NSUN1; NOP120; NOP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4839
GeneID	4839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 355-590 de NOP2 humano (NP_001245237.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46087
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo