


Anticuerpo Policlonal Anti-Nop56 Para Wb, Elisa - 000567

Número de artículo: CM0021647



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOP56 humano (NOL5A, SCA36). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudios sobre la función de las proteínas nucleolares y la biogénesis de los ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	NOP56 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NOL5A; SCA36; NOP56
Especie	Humano
GeneID (humano)	10528
GeneID	10528
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00567
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo