


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nop58 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X3

Número de artículo: CM0017155



Introducción

NOP58 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado contra una proteína de fusión recombinante, validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en biogénesis ribosomal y nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOP58 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NOP5, HSPC120, NOP5/NOP58, NOP58
Especie	Humano
GeneID	51602
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-529 de NOP58 humano (NP_057018.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2X3
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo