

Anticuerpo Policlonal Anti-Nos1 Para Wb Y Elisa - P29475

Número de artículo: CM0014879



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NOS1 humano (óxido nítrico sintasa neuronal) para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Produce óxido nítrico, un neurotransmisor clave y molécula de señalización. Ideal para investigación en neurociencia y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NOS; bNOS; nNOS; iNOS; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4842
ID de Gen	4842
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P29475
Peso Proteico	161kDa
Envío	Bolsa de hielo