

Anticuerpo Policlonal Anti-Nos1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29475

Número de artículo: CM0016401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NOS1 humana (sintasa neuronal de óxido nítrico), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para investigaciones sobre la señalización del óxido nítrico, la transmisión sináptica y la neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOS1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	NOS; bNOS; nNOS; IHP51; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Especie	Humana
GeneID (humano)	4842
GeneID	4842
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de NOS1 humana (NP_000611.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P29475
Peso molecular de la proteína	161 kDa
Envío	Bolsa de hielo