


Anticuerpo Policlonal Anti-Nosip Para Wb, Elisa - Q9Y314

Número de artículo: CM0017167



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana NOSIP (proteína que interactúa con eNOS), validado para WB y ELISA. Ideal para estudios sobre la regulación del óxido nítrico y la biología del desarrollo. Reacciona de forma cruzada con humanos. Peso de la proteína: 33 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOSIP Conejo pAb
Observaciones/Alias	CGI-25; NOSIP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51070
GeneID	51070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-301 de la NOSIP humana (NP_057037.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y314
Peso de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo