


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nostrin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivi9

Número de artículo: CM0023394



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo policlonal de conejo contra NOSTRIN de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Es específico para la NOSTRIN humana con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre tráfico de eNOS y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NOSTRIN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DaIP2; NOSTRIN
Especie	Humana
GenelD (humana)	115677
GenelD	115677
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-430 de la NOSTRIN humana (NP_001034813.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q8Ivi9
Peso molecular de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo