

Anticuerpo Monoclonal Anti-Notch1 Para Wb, Ip, Elisa - P46531

Número de artículo: CM0003362



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Notch1 humano (P46531) validado para WB, IP, ELISA. Tiene reacción cruzada con ratón. Ideal para el estudio de la señalización Notch, diferenciación celular y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Notch1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4851
GeneID	4851
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2456-2555 de Notch1 humano (P46531).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46531
Peso de la proteína	273kDa
Envío	Bolsa de hielo