

Anticuerpo Policlonal Anti-Notch1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Número de artículo: CM0029394



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína Notch1 humana (proteína homóloga al locus neurogénico notch 1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de Notch y la determinación del destino celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Notch1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4851
GeneID	4851
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46531
Peso Molecular de la Proteína	273kDa
Envío	Bolsa de hielo