

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Notch1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Número de artículo: CM0019838



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Notch1 (aa 2428-2555) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con Notch1 de humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la señalización Notch en el desarrollo y las enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Notch1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4851
GeneID	4851
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2428-2555 de Notch1 humano (NP_060087.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46531
Peso de la proteína	273kDa
Envío	Bolsa de hielo