

Anticuerpo Policlonal Anti-Notch2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Número de artículo: CM0014118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOTCH2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la señalización Notch, la determinación del destino celular y la diferenciación de osteoclastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo NOTCH2
Observaciones/Alias	hN2; AGS2; HJCYS; NOTCH2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4853
GeneID	4853
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q04721
Peso Proteico	265kDa
Envío	Bolsa de hielo