

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Notch2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Número de artículo: CM0023175



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NOTCH2 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Diana: receptor NOTCH2 de ~265kDa (Q04721), implicado en la determinación del destino celular, remodelación ósea y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | NOTCH2 pAb de Conejo                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | NOTCH2; AGS2; HJCYS; hN2; notch 2                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                   |
| ID del Gen          | 4853                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1697-1819 de NOTCH2 humano (NP_077719.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                 |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                      |
| SWISS               | Q04721                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 265kDa                                                                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                           |