

Anticuerpo Policlonal Anti-Notch3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um47

Número de artículo: CM0017423



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NOTCH3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la señalización Notch, CADASIL y la determinación del destino celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NOTCH3
Observaciones/Alias	IMF2, LMNS, CASIL, CADASIL, CADASIL1, NOTCH3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4854
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 751-850 de NOTCH3 humano (NP_000426.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UM47
Peso Molecular de la Proteína	244kDa
Envío	Bolsa de hielo