


Anticuerpo Policlonal Anti-Notch4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99466

Número de artículo: CM0025454



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NOTCH4 humano (INT3), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización Notch y biología del desarrollo. SWISS: Q99466.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOTCH4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	INT3; NOTCH4
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	4855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1824-2003 de NOTCH4 humano (NP_004548.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99466
Peso Molecular de la Proteína	210kDa
Envío	Bolsa de hielo