

Anticuerpo Policlonal Anti-Nov (Ccn3/Igfbp9) Para Ihc-P Y Elisa - P48745

Número de artículo: CM0027791

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NOV (CCN3/IGFBP9) humano para aplicaciones de IHC-P y ELISA. Reconoce una proteína de 39 kDa implicada en la proliferación celular, adhesión, angiogénesis y regeneración ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOV Conejo pAb
Observaciones/Alias	NOV; NOVh; IBP-9; IGFBP9; IGFBP-9
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	4856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-357 de NOV humano (NP_002505.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48745
Peso Molecular de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo