

Anticuerpo Policlonal Anti-Nox1 Para Wb, Elisa - Q9Y5S8

Número de artículo: CM0030353

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la NADPH oxidasa 1 (NOX1) humana. Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de señalización del superóxido, biología del cáncer y tejido de colon.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NOX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MOX1; NOH1; NOH-1; GP91-2; NOH-1L; NOX1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	27035
ID del Gen	27035
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 241-340 de la NOX1 humana (NP_008983.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5S8
Peso Molecular de la Proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo